

Как создать копию базы данных в программе Тахоспец

Перед началом копирования базы данных необходимо закрыть программу Тахоспец.

1. База данных программы Тахоспец – файл **tahospec.gdb**, находится в каталоге **Baza**. Путь по умолчанию: **c:\Program Files\Infolab\TachoSpec\Baza**
 2. Скопированный файл **tahospec.gdb** рекомендуем сохранять на внешних носителях памяти типа: внешний диск, флеш-драйв, компакт-диск.
- * При наличии версии МАХ программы Тахоспец, необходимо скопировать все файлы баз данных, т.е. файлы в формате **.gdb**.

Копирование баз данных должно происходить не реже чем каждый месяц.